



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	51.1703
Artikelbeschreibung	Formalin System, Präparierung: gepufferte Formalin-Lösung 450 ml, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	gepufferte Formalin-Lösung 450 ml
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Anwendungsbereich	Gewebefixierung

Maße

Volumen max	450 ml
Breite des Produktes	98 mm
Länge des Produktes	330 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	6
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	6
Stück pro Palette	360
Tiefe des Innenkartons	96 mm
Breite des Innenkartons	63 mm
Höhe des Innenkartons	255 mm
Tiefe des Umkartons	363 mm
Breite des Umkartons	325 mm
Höhe des Umkartons	164 mm
Volumen des Umkartons	0,0193 cbm
Gewicht des Produktes	0,5302 kg
Gewicht des Umkartons	4,22 kg
EAN des Innenkartons	4038917336031
EAN des Umkartons	4038917336024

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

