

Produktspezifikation Entsorgungsbehälter, Multi-Safe medi, 6 I

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 77.3898.506

Entsorgungsbehälter, Multi-Safe medi, 6 l, gelb, rund, Artikelbeschreibung

Material: PP, Öffnung: rund, Höhe: 195 mm, flacher

Verschluss, Ø Deckel: 230 mm, Verschluss: rot, TRBA 250,

UN 3291, DIN EN ISO 23907, 21 Stück/Karton

UN-Prüfnummer ja

Produkteigenschaften

Verschluss flacher Verschluss

Form der Öffnung rund

Abzieh - Abdrehhilfe Abzieh- und Abdrehhilfe

Maße

Volumen max 6 I

Durchmesser des Bodens 190 mm Durchmesser des Deckels 230 mm Durchmesser der Öffnung 88 mm Höhe des Produktes 195 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Entsorgungsbehälter, Multi-Safe medi, 6 l

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes gelb Farbe des Verschlusses rot Farbe des Tagesdeckels gelb

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 21 Kleinste Unterverpackung Karton Stück pro Innenkarton 21 Stück pro Umkarton 21 Stück pro Palette 336 Tiefe des Umkartons 395 mm Breite des Umkartons 430 mm Höhe des Umkartons 585 mm Volumen des Umkartons 0,0994 cbm Gewicht des Produktes 0,3572 kg

Gewicht des Umkartons 8 kg

EAN des Innenkartons 4038917543484 EAN des Umkartons 4038917543491

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

