



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.813.001  
Artikelbeschreibung Spenderdose, Material: PS, Deckel montiert

### Produkteigenschaften

Bodenform Flachboden

### Maße

Durchmesser des Bodens 81 mm  
Durchmesser des Deckels 83 mm  
Durchmesser der Öffnung 81 mm  
Länge des Produktes 110 mm

### Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes weiß  
Material des Verschlusses Polystyrol (PS)  
Farbe des Verschlusses weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    35  
Stück pro Innenkarton            35  
Stück pro Umkarton                35  
Stück pro Palette                  1260  
Tiefe des Umkartons                398 mm  
Breite des Umkartons               398 mm  
Höhe des Umkartons                300 mm  
Volumen des Umkartons            0,0475 cbm  
Gewicht des Produktes              0,0623 kg  
Gewicht des Umkartons            2,77 kg  
EAN des Innenkartons              4038917121644  
EAN des Umkartons                 4038917074797

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

