



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	51.1534.500
Artikelbeschreibung	Salivette® Cortisol, mit Kunstfaserrolle, Verschluss: blau, mit Papieretikett, Etikett/Druck: weiß/blau, zur Cortisol-Bestimmung aus Speichel, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	weiß/blau
Verschlussart	Eindrückstopfen
Ausführung	mit Kunstfaserrolle
Anwendungsbereich	Cortisol-Bestimmung aus Speichel
Zentrifugation empfohlen	1000 x g
Zentrifugationszeit	2 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	16,8 mm
Länge mit Verschluss	97 mm
Länge ohne Verschluss	84 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	blau

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	28000
Tiefe des Innenkartons	226 mm
Breite des Innenkartons	101 mm
Höhe des Innenkartons	119 mm
Tiefe des Umkartons	533 mm
Breite des Umkartons	263 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0196 cbm
Gewicht des Produktes	0,0069 kg
Gewicht des Umkartons	4,09 kg
EAN des Innenkartons	4038917159364
EAN des Umkartons	4038917159357

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

