



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.622.111
Artikelbeschreibung	Stuhlröhre, mit Löffel, transparent, Schraubverschluss, Schraubverschluss mit Stuhllöffel, beiliegend, Verschluss: braun, (LxØ) ohne Verschluss: 107 x 25 mm, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	Schraubverschluss mit Stuhllöffel
Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	Löffel
Bodenform	Flach-/Spitzboden

Maße

Durchmesser	25 mm
Länge des Produktes	111 mm
Länge ohne Verschluss	107 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Stuhlröhre, mit Löffel, Schraubverschluss, (LxØ):
107 x 25 mm, transparent

Seite 2

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material des Stabes	Polystyrol (PS)
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	12000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	415 mm
Volumen des Umkartons	0,0657 cbm
Gewicht des Produktes	0,0129 kg
Gewicht des Umkartons	7,14 kg
EAN des Innenkartons	4038917115346
EAN des Umkartons	4038917014533

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-01

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT