

Produktspezifikation Urin-Sammelflasche, 2 I, braun, mit Lichtschutz, graduiert

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 77.580

Artikelbeschreibung Urin-Sammelflasche, Urinsammeln, max. Arbeitsvolumen: 2

I, Ø Öffnung: 70 mm, braun, mit Lichtschutz, graduiert,

Material: PE, mit Papieretikett, deutsch/englisch,

Verschluss: gelb, Etikett lose beiliegend, 30 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett gelb/schwarz

Graduierung ja

Verschlussart Schraubverschluss

Lichtschutz ja

Anwendungsbereich Urinsammeln

Sichtfenster nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Urin-Sammelflasche, 2 I, braun, mit Lichtschutz, graduiert

Seite 2

Maße

Nennvolumen 2.000,00 ml

Volumen max 2 I

Durchmesser der Öffnung 70 mm

Breite des Produktes 106 mm

Höhe des Produktes 240 mm

Länge des Produktes 106 mm

Länge mit Verschluss 238 mm

Länge ohne Verschluss 235 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polyethylen (PE)

Farbe des Produktes braun

Material des Verschlusses Polypropylen (PP)

Farbe des Verschlusses gelb

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Sicherheitsdatenblatt nein Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 30 Karton Kleinste Unterverpackung Stück pro Innenkarton 30 Stück pro Umkarton 30 Stück pro Palette 360 Tiefe des Umkartons 563 mm Breite des Umkartons 343 mm Höhe des Umkartons 500 mm Volumen des Umkartons 0,0966 cbm Gewicht des Produktes 0,0956 kg

EAN des Innenkartons 4038917082655 EAN des Umkartons 4038917001700

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Gewicht des Umkartons



3,5 kg