


Produktspezifikation Urin-Monovette® , 10 ml, Verschluss blau, (LxØ): 102 x 15 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 10.252.011

Artikelbeschreibung Urin-Monovette®, Nennvolumen: 10 ml, ohne Präparierung,

Urinprobenröhrchen, (LxØ): 102 x 15 mm, transparent, graduiert, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss blau, inkl. Entnahmespitze, mit Kunststoffetikett, 64

Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme Aspiration

Art der Präparierung ohne Präparierung
Etikett / Druck mit Kunststoffetikett

Farbe Druck/Etikett gelb Graduierung ja

Verschluss Luer-Schraubkappe Verschlussart Schraubverschluss

Lichtschutz nein

Anwendungsbereich Urinprobenröhrchen

Anwendungsbeispiel Urinsammlung, -transport und -lagerung

Bodenform Rundboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

Urin-Monovette® , 10 ml, Verschluss blau, (LxØ): 102 x 15 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 2

Arbeitsvolumen 10 ml
Zentrifugation empfohlen 400 x g
Zentrifugationszeit 5 Min
Anschluss Luer (m)

Maße

Nennvolumen 10 ml
Durchmesser 15 mm
Länge mit Verschluss 117 mm
Länge ohne Verschluss 102 mm
Länge mit Verschluss und 127 mm

Stange

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses blau

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)

Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 512 Kleinste Unterverpackung **Beutel** Stück pro Innenkarton 64 Stück pro Umkarton 512 Stück pro Palette 24576 Tiefe des Umkartons 388 mm Breite des Umkartons 378 mm Höhe des Umkartons 215 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Urin-Monovette® , 10 ml, Verschluss blau, (LxØ): 102 x 15 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 3

Volumen des Umkartons 0,0315 cbm Gewicht des Produktes 0,0085 kg Gewicht des Umkartons 4,85 kg

EAN des Innenkartons 4038917279956 EAN des Umkartons 4038917279826

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

