

Produktspezifikation

Urin-Monovette® , Borsäure, 10 ml, Verschluss grün, (LxØ): 102 x 15 mm, 1 Stück/Blister

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 10.253.388

Artikelbeschreibung Urin-Monovette®, Borsäure, Nennvolumen: 10 ml,

Borsäure, Urinprobenröhrchen, (LxØ): 102 x 15 mm,

transparent, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss

grün, inkl. Entnahmespitze, mit Kunststoffetikett

vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Art der Entnahme Aspiration
Art der Präparierung Borsäure
Präparierungskonzentration 15 mg/ml

Etikett / Druck mit Kunststoffetikett vorbarcodiert

Farbe Druck/Etikett weiß/grün

Graduierung nein

Verschluss
Verschlussart
Luer-Schraubkappe
Schraubverschluss

Lichtschutz nein

Anwendungsbereich Urinprobenröhrchen

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Produktspezifikation

Urin-Monovette® , Borsäure, 10 ml, Verschluss grün, (LxØ): 102 x 15 mm, 1 Stück/Blister

Seite 2

Bodenform Rundboden

Arbeitsvolumen 10 ml Anschluss Luer (m)

Maße

Nennvolumen 10 ml
Durchmesser 15 mm
Länge mit Verschluss 117 mm
Länge ohne Verschluss 102 mm
Länge mit Verschluss und 127 mm

Stange

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses grün

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)

Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Reinheitsstandard steril

Sterilisation Elektronenbestrahlung

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 20000
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 13500
Tiefe des Innenkartons 351 mm
Breite des Innenkartons 151 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

Urin-Monovette® , Borsäure, 10 ml, Verschluss grün, (LxØ): 102 x 15 mm, 1 Stück/Blister

Seite 3

Höhe des Innenkartons
Tiefe des Umkartons
Tiefe des Umkartons
Breite des Umkartons
Höhe des Umkartons
Volumen des Umkartons
Gewicht des Produktes
Gewicht des Umkartons
5,89 kg

EAN des Innenkartons 4038917950008 EAN des Umkartons 4038917950015

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

