



Produktspezifikation
Probenröhre, EDTA K3E, 10 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 95 x 16,8 mm, mit Druck

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	26.358
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 10 ml, Verschluss rot, Präparierung: K3 EDTA, Eindrückstopfen, (LxØ): 95 x 16,8 mm, Rundboden, mit Druck, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	K3 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	rot
Graduierung	ja
Verschluss	Übergriffstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-02

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Probenröhre, EDTA K3E, 10 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 95 x 16,8 mm, mit Druck

Seite 2

Maße

Nennvolumen	10 ml
Durchmesser	16,8 mm
Länge des Produktes	95 mm
Länge ohne Verschluss	95 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	30000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	0,006 kg
Gewicht des Umkartons	6,63 kg
EAN des Innenkartons	4038917081306
EAN des Umkartons	4038917000444

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-02

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT