

Produktspezifikation

S-Monovette® GlucoEXACT FC, 3,1 ml, Verschluss rosa, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett

Seite 1

Artikelbeschreibung

Bestellnummer 04.1945.201

Artikelbeschreibung S-Monovette® GlucoEXACT FC, Präparierung: Citrat /

Fluorid / EDTA, 3,1 ml, Membranschraubkappe, Verschluss rosa, Farbcode ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 13 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: rosa, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme venös

Art der Präparierung Citrat / Fluorid / EDTA

Farbcode ISO

Etikett / Druck mit Papieretikett

Farbe Druck/Etikett rosa

Graduierung Nennmarkierung

Verschluss Membranschraubkappe Verschlussart Schraubverschluss

Zentrifugation empfohlen 2000 x g

Zentrifugationstemperatur 20
Zentrifugationszeit 10 Min
Flüssigkeitsdicht ja

Anschluss Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen 3,1 ml
Durchmesser 13 mm
Länge mit Verschluss 91 mm
Länge ohne Verschluss 75 mm
Länge mit Verschluss und 112 mm

Stange

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses rosa Material der Membrane Gummi

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

S-Monovette[®] GlucoEXACT FC, 3,1 ml, Verschluss rosa, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Papieretikett

Seite 2

Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)

Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Reinheitsstandard steril

Sterilisation Elektronenbestrahlung

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 20000 Kleinste Unterverpackung Karton Stück pro Innenkarton 50 Stück pro Umkarton 500 Stück pro Palette 39000 Tiefe des Innenkartons 171 mm Breite des Innenkartons 116 mm Höhe des Innenkartons 73 mm Tiefe des Umkartons 388 mm Breite des Umkartons 358 mm Höhe des Umkartons 135 mm Volumen des Umkartons 0,0188 cbm Gewicht des Produktes 0,0047 kg Gewicht des Umkartons 3,08 kg

EAN des Innenkartons 4038917554091 EAN des Umkartons 4038917554084

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

