


Produktspezifikation Haemo-Diff®, mit Ausstrichkante, zur Herstellung von Blutausstrich

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 14.1218

Artikelbeschreibung Haemo-Diff®, mit Ausstrichkante, zur Herstellung von

Blutausstrich, 500 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Ausführung mit Ausstrichkante

Anwendungsbereich Blutausstrich Anschluss S-Monovette®

Maße

Länge des Produktes 21 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Haemo-Diff®, mit Ausstrichkante, zur Herstellung von Blutausstrich

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000 Kleinste Unterverpackung Karton Stück pro Innenkarton 500 Stück pro Umkarton 2000 Stück pro Palette 216000 Tiefe des Innenkartons 191 mm Breite des Innenkartons 129 mm Höhe des Innenkartons 129 mm Tiefe des Umkartons 398 mm Breite des Umkartons 268 mm Höhe des Umkartons 150 mm Volumen des Umkartons 0,016 cbm Gewicht des Produktes 0,0013 kg Gewicht des Umkartons 3,27 kg

EAN des Innenkartons 4038917085830 EAN des Umkartons 4038917004466

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

