



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	53.9924.613
Artikelbeschreibung	Serumfilter, transluzent, (LxØ): 100 x 16 mm, Abscheidung von Fibrin aus zentrifugierten Serum-/Plasmablutproben, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Serumfilter
Anwendungsbeispiel	Abscheidung von Fibrin aus zentrifugierten Serum-/Plasmablutproben

Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	100 mm

Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	transluzent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	60000
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	234 mm
Volumen des Umkartons	0,0357 cbm
Gewicht des Umkartons	3 kg
EAN des Innenkartons	4038917155441
EAN des Umkartons	4038917398336

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

