

# Produktspezifikation Schraubröhre, 6,5 ml, (LxØ): 90 x 13 mm, PP

Seite 1

### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.503.010

Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 6,5 ml, (LxØ): 90 x 13 mm,

Material: PP, Rundboden, transparent, ohne Verschluss,

500 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung nein Lichtschutz nein

Bodenform Rundboden
Arbeitsvolumen 6,5 ml
Zentrifugation max (RZB) 3000 x g

Maße

Durchmesser 13 mm Höhe des Produktes 90 mm Länge des Produktes 90 mm

#### Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material der Röhre Polypropylen (PP)

## Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Sicherheitsdatenblatt nein Chargiert nein

## Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 50000 Kleinste Unterverpackung **Beutel** Stück pro Innenkarton 500 Stück pro Umkarton 2000 Stück pro Palette 72000 Tiefe des Umkartons 398 mm Breite des Umkartons 398 mm Höhe des Umkartons 265 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





# Produktspezifikation Schraubröhre, 6,5 ml, (LxØ): 90 x 13 mm, PP

Seite 2

Volumen des Umkartons 0,042 cbm Gewicht des Produktes 0,0027 kg Gewicht des Umkartons 5,94 kg

EAN des Innenkartons 4038917365185 EAN des Umkartons 4038917365178

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

