

Produktspezifikation

Schraubröhre, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet, PP, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 60.614.010

Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm,

Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,

transparent, Material: PP, mit Skalierung, ohne Verschluss,

1.000 Stück/Beutel, 2.000 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung ja

Bodenform Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet

Arbeitsvolumen 2,5 ml

Maße

Durchmesser 13 mm Höhe des Produktes 75 mm Länge des Produktes 75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

Schraubröhre, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet, PP, ohne Verschluss, 1.000 Stück/Beutel Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 1000 Stück pro Umkarton 2000 Stück pro Palette 48000 Tiefe des Umkartons 458 mm Breite des Umkartons 408 mm Höhe des Umkartons 260 mm Volumen des Umkartons 0.0486 cbm Gewicht des Produktes 0,0024 kg Gewicht des Umkartons 5,45 kg

EAN des Innenkartons 4038917353182 EAN des Umkartons 4038917353175

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

