

Produktspezifikation Transportkoffer T 15, Weithalsfass

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.1715

Artikelbeschreibung Transportkoffer T 15, Weithalsfass, (LxBxH): 395 x 395 x

435 mm

Produkteigenschaften

Ausführung Weithalsfass

Form des Innengefäßes rund

Maße

Breite des Produktes 395 mm Höhe des Produktes 435 mm Länge des Produktes 395 mm

Material & Farben

Material des Produktes High Density Polyethylen (HD-PE)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Transportkoffer T 15, Weithalsfass

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung P 650, ADR

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1

Kleinste Unterverpackung Karton

Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 1
Stück pro Palette 18

Tiefe des Umkartons 403 mm
Breite des Umkartons 403 mm
Höhe des Umkartons 460 mm
Volumen des Umkartons 0,0747 cbm
Gewicht des Produktes 4,561 kg
Gewicht des Umkartons 5,5 kg

EAN des Innenkartons 4038917087537 EAN des Umkartons 4038917065627

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

