



Produktspezifikation

Schutzgefäß, transparent, Bauform: rund, Länge:
126 mm, Ø Öffnung: 30 mm, ohne Verschluss

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	78.896
Artikelbeschreibung	Schutzgefäß, rund, transparent, Bauform: rund, Länge: 126 mm, Ø Öffnung: 30 mm, ohne Verschluss, Verschluss: natur, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Versand von Proben
Anwendungsbeispiel	Sekundärverpackung gemäß P 650
Saugeinlage	nein
Form der Öffnung	rund
Flüssigkeitsdicht	ja

Maße

Durchmesser der Öffnung	30 mm
Länge des Produktes	126 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

Schutzgefäß, transparent, Bauform: rund, Länge:
126 mm, Ø Öffnung: 30 mm, ohne Verschluss

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	7500
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	325 mm
Volumen des Umkartons	0,0463 cbm
Gewicht des Produktes	0,0123 kg
Gewicht des Umkartons	3,65 kg
EAN des Innenkartons	4038917084529
EAN des Umkartons	4038917003339

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

