



## Produktspezifikation

Transportverpackung, LabMailer Small, mit Saugeinlage, Länge: 82 mm, Ø Öffnung: 78 mm, Verschluss montiert

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	78.9925.418
Artikelbeschreibung	Transportverpackung, LabMailer Small, mit Saugeinlage, (LxB): 82 x 82 mm, Ø Öffnung: 78 mm, Verschluss montiert, Verschluss: rot

### Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Transport von diagnostischen Proben
Saugeinlage	ja

### Maße

Durchmesser	82 mm
Durchmesser der Öffnung	78 mm
Breite des Produktes	82 mm
Länge des Produktes	82 mm
Länge mit Verschluss	179 mm
Länge nutzbar	153 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**Transportverpackung, LabMajler Small, mit  
Saugeinlage, Länge: 82 mm, Ø Öffnung: 78 mm,  
Verschluss montiert**

**Seite 2**

### Material & Farben

Material des Produktes	Pappe
Farbe des Verschlusses	rot

### Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	1600
Volumen des Umkartons	0,0692 cbm
Gewicht des Umkartons	11 kg
EAN des Innenkartons	4038917155526
EAN des Umkartons	4038917039437

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**