



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	97.8800.200
Artikelbeschreibung	Ausstreif-/Plombenzange, zum Ausstreifen, Segmentieren und Verschließen des Blutentnahmeschlauches

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Gewinnung von Blut und Blutprodukten
-------------------	--------------------------------------

### **Maße**

Breite des Produktes	5 cm
Länge des Produktes	16 cm

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	rot
---------------------	-----

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	432
Tiefe des Umkartons	188 mm
Breite des Umkartons	188 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0035 cbm
Gewicht des Produktes	0,16 kg
Gewicht des Umkartons	0,26 kg
EAN des Innenkartons	4038917975988
EAN des Umkartons	4038917975995

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

