



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8710.602
Artikelbeschreibung	SAHARA-TSC 115 V, zum Auftauen und Erwärmen von in Kunststoffbeuteln abgefüllten Blutprodukten vor der Transfusion, geeignet für kryokonservierte Stammzellen, inkl. Adaptionsschleife und Wärmeschale

## Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Erwärmung
Versorgungsspannung	115 V
Leistungsaufnahme Betrieb	655 W
Frequenz	50 Hz - 60 Hz

## Maße

Breite des Produktes	32 cm
Höhe des Produktes	32,5 cm
Länge des Produktes	49,3 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Medizinprodukt Gerät, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Volumen des Umkartons	0,1639 cbm
Gewicht des Produktes	21 kg
Gewicht des Umkartons	23,75 kg
EAN des Innenkartons	4038917968577
EAN des Umkartons	4038917968584

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

