



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5340.501
Artikelbeschreibung	TUR-BAG, Urindrainage-System, 4 l, ohne Pumpball, steril, Schlauchlänge: 100 cm, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Ausführung	ohne Pumpball
Anwendungsbereich	Urinableitung
Arbeitsvolumen	4 l

Maße

Nennvolumen	4 l
Volumen max	4 l
Durchmesser des Schlauches	10,1 mm
Länge Schlauch	100 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	960
Tiefe des Umkartons	395 mm
Breite des Umkartons	295 mm
Höhe des Umkartons	260 mm
Volumen des Umkartons	0,0303 cbm
Gewicht des Produktes	0,1645 kg
Gewicht des Umkartons	3,83 kg
EAN des Innenkartons	6955824024401
EAN des Umkartons	6955824024029

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

