



Produktspezifikation

Urinmess-System Wechselbeutel, 2 l, mit Ablassventil, steril

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5684.002
Artikelbeschreibung	Urinmess-System Wechselbeutel, 2 l, mit Ablassventil, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Ausführung	mit Ablassventil
Anwendungsbereich	Urinaireitung
Arbeitsvolumen	2 l

Maße

Nennvolumen	2 l
Volumen max	2 l

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Material & Farben

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	4050
Tiefe des Umkartons	395 mm
Breite des Umkartons	245 mm
Höhe des Umkartons	200 mm
Volumen des Umkartons	0,0194 cbm
Gewicht des Produktes	0,0401 kg
Gewicht des Umkartons	2,77 kg
EAN des Innenkartons	6955824024449
EAN des Umkartons	6955824024067

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

