

Produktspezifikation Urinmess-System Wechselbeutel, 3 I, mit Ablassventil, steril

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 74.5685.002

Artikelbeschreibung Urinmess-System Wechselbeutel, 3 I, mit Ablassventil,

steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett blau

Ausführung mit Ablassventil Anwendungsbereich Urinableitung

Arbeitsvolumen 3 I

Maße

Nennvolumen 3 l Volumen max 3 l

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Urinmess-System Wechselbeutel, 3 I, mit Ablassventil, steril

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie Medizinprodukt CE-Zertifizierung CE Lieferant

Reinheitsstandard steril

Sterilisation Gassterilisation

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 50 Kleinste Unterverpackung Blister Stück pro Innenkarton 1 Stück pro Umkarton 50 Stück pro Palette 4050 Tiefe des Umkartons 395 mm Breite des Umkartons 245 mm Höhe des Umkartons 200 mm Volumen des Umkartons 0.0194 cbm Gewicht des Produktes 0,0473 kg Gewicht des Umkartons 3,22 kg

EAN des Innenkartons 6955824024463 EAN des Umkartons 6955824024081

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

