



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	74.5284.101
Artikelbeschreibung	Urinbeutel, 2 l, mit Rückschlagventil, Schlauchlänge: 90 cm, 200 Stück/Karton
PZN-Nummer	16333749

### **Produkteigenschaften**

Farbe Druck/Etikett	blau
Anwendungsbereich	Urinableitung
Arbeitsvolumen	2 l
Rückschlagventil	ja

### **Maße**

Nennvolumen	2 l
Volumen max	2 l
Durchmesser des Schlauches	6,6 mm
Länge Schlauch	90 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polyvinylchlorid (PVC)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie Medizinprodukt  
CE-Zertifizierung CE Lieferant  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 200  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 200  
Stück pro Umkarton 200  
Stück pro Palette 9600  
Tiefe des Umkartons 580 mm  
Breite des Umkartons 390 mm  
Höhe des Umkartons 150 mm  
Volumen des Umkartons 0,0339 cbm  
Gewicht des Produktes 0,035 kg  
Gewicht des Umkartons 7,4 kg  
EAN des Innenkartons 6971243660983  
EAN des Umkartons 6971243660679

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

