



Produktspezifikation

Verschlussmatte, für Deep Well MegaBlock®
0,5 ml (82.1969.002) & 1,2 ml (82.1970.002 &
82.1971.002), (LxB): 79 x 121 mm, TPE,
transparent

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.1990.002
Artikelbeschreibung Verschlussmatte, für Deep Well MegaBlock® 0,5 ml (82.1969.002) & 1,2 ml (82.1970.002 & 82.1971.002), (LxB): 79 x 121 mm, Material: TPE, transparent, durchstechbar, DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, 10 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für Deep Well MegaBlock® 0,5 ml (82.1969.002) & 1,2 ml (82.1970.002 & 82.1971.002)

Maße

Breite des Produktes 121 mm
Länge des Produktes 79 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

Verschlussmatte, für Deep Well MegaBlock®
0,5 ml (82.1969.002) & 1,2 ml (82.1970.002 &
82.1971.002), (LxB): 79 x 121 mm, TPE,
transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard DNA-/DNase-/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 50
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 250
Stück pro Palette 5500
Tiefe des Umkartons 380 mm
Breite des Umkartons 280 mm
Höhe des Umkartons 200 mm
Volumen des Umkartons 0,0213 cbm
Gewicht des Produktes 0,0144 kg
Gewicht des Umkartons 4,1 kg
EAN des Innenkartons 4038917135023
EAN des Umkartons 4038917042048

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT