



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	71.9923.210
Artikelbeschreibung	Wiegeschale, 250 ml, (LxB): 128 x 128 mm, Material: PVC, weiß, 100 Stück/Beutel

Maße

Nennvolumen	250 ml
Volumen max	300 ml
Breite des Produktes	128 mm
Länge des Produktes	128 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 28000
Tiefe des Umkartons 458 mm
Breite des Umkartons 373 mm
Höhe des Umkartons 238 mm
Volumen des Umkartons 0,0407 cbm
Gewicht des Produktes 0,005 kg
Gewicht des Umkartons 5,6 kg
EAN des Innenkartons 4038917153645
EAN des Umkartons 4038917038225

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

