


Produktspezifikation

Aspirationspipette, mit Spitze, unwattiert, 2 ml, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 86.1252.011

Artikelbeschreibung Aspirationspipette, mit Spitze, unwattiert, 2 ml, Material: PS,

steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1

Stück/Blister

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett grün Graduierung nein

Ausführung mit Spitze, unwattiert

Arbeitsvolumen 2 ml

Maße

Durchmesser 6 mm Länge des Produktes 270 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

Aspirationspipette, mit Spitze, unwattiert, 2 ml, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS) Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch

Sterilisation Gammabestrahlung

Pyrogenfreiheit ja Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000 Kleinste Unterverpackung Blister Stück pro Innenkarton 100 1000 Stück pro Umkarton Stück pro Palette 54000 Tiefe des Umkartons 420 mm Breite des Umkartons 250 mm Höhe des Umkartons 290 mm Volumen des Umkartons 0.0323 cbm Gewicht des Produktes 0,0044 kg Gewicht des Umkartons 5,03 kg

EAN des Innenkartons 4038917127202 EAN des Umkartons 4038917043311

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

