



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	86.1176.300
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 2 ml, (LxB): 154 x 11 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 35 µl - 45 µl, 500 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
-------------	------

### **Maße**

Nennvolumen	2 ml
Breite des Produktes	11 mm
Länge des Produktes	154 mm
Tropfengröße	35 µl - 45 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Transferpipette, 2 ml, (LxB): 154 x 11 mm, LD-PE,**  
**transparent**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 5000  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 5000  
Stück pro Palette 84000  
Volumen des Umkartons 0,0994 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0015 kg  
Gewicht des Umkartons 8,64 kg  
EAN des Innenkartons 4038917378567  
EAN des Umkartons 4038917378550

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**