

Produktspezifikation Mikro-Schraubröhre, 2 ml

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 72.609.601

Artikelbeschreibung Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2 ml, Spitzboden mit

Stehrand, mit Rändelung, transparent, ohne Verschluss, mit aufgedrucktem Schriftfeld, mit Skalierung, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck mit Druck
Farbe Druck/Etikett weiß
Graduierung ja
Rändelung ja

Bodenform Spitzboden mit Stehrand

Arbeitsvolumen 2 ml

Zentrifugation max (RZB) 20000 x g

Maße

Durchmesser 10,8 mm Länge des Produktes 44 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Seite 2



Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Chargiert ja

Verpackung

Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 250 Stück pro Umkarton 5000 Stück pro Palette 180000 Tiefe des Umkartons 4640 mm Breite des Umkartons 4130 mm Höhe des Umkartons 2570 mm Volumen des Umkartons 0,049 cbm Gewicht des Produktes 0,0014 kg Gewicht des Umkartons 6,98 kg

EAN des Innenkartons 4038917795357 EAN des Umkartons 4038917795364

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

