



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	80.1363
Artikelbeschreibung	Abstrichtupfer, mit beiliegender Röhre, Amies-Gel, (LxØ): 175 x 12 mm, Stabmaterial: Aluminium, Stablänge: 133 mm, Tupfermaterial: Viskose, steril, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Eindrückstopfen
Ausführung	mit beiliegender Röhre
Art des Mediums	Amies-Gel

### **Maße**

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	175 mm
Länge mit Verschluss	175 mm
Länge ohne Verschluss	155 mm
Länge mit Verschluss und Stange	164 mm
Länge des Stabes	133 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	orange
Material des Tumpfers	Viskose
Material des Stabes	Aluminium

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Sicherheitsdatenblatt	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	11500
Tiefe des Umkartons	520 mm
Breite des Umkartons	450 mm
Höhe des Umkartons	220 mm
Volumen des Umkartons	0,0515 cbm
Gewicht des Produktes	0,0111 kg
Gewicht des Umkartons	6,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917086349
EAN des Umkartons	4038917004909

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

