


# Produktspezifikation Petrischale, 92 x 16 mm, transparent, ohne Entlüftungsnocken

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 82.1472.001

Artikelbeschreibung Petrischale, (ØxH): 92 x 16 mm, Material: PS, transparent,

ohne Entlüftungsnocken, steril, 20 Stück/Schlauchbeutel

## Produkteigenschaften

Minimale Temperatur 0 °C

Maximale Temperatur 80 °C

Entlüftungsnocken nein

#### Maße

Volumen max 80 ml
Durchmesser 92 mm
Höhe des Produktes 16 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## Produktspezifikation Petrischale, 92 x 16 mm, transparent, ohne Entlüftungsnocken

Seite 2

#### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS) Farbe des Produktes transparent

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Latexfrei ja Reinheitsstandard steril

Sterilisation Gammabestrahlung

Sicherheitsdatenblatt nein Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 480

Kleinste Unterverpackung Schlauchbeutel

480 Stück pro Innenkarton Stück pro Umkarton 480 Stück pro Palette 9600 Tiefe des Umkartons 584 mm Breite des Umkartons 387 mm Höhe des Umkartons 360 mm Volumen des Umkartons 0.0814 cbm Gewicht des Produktes 0,0168 kg Gewicht des Umkartons 9,19 kg

EAN des Innenkartons 4038917129312 EAN des Umkartons 4038917022118

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

