


Produktspezifikation PCR-8er-Kette, PCR Performance Tested, Farbmix, PP, runder Verschluss

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 72.994.992

Artikelbeschreibung PCR-8er-Kette, High Profile, PCR Performance Tested,

rot/grün/blau/violett/gelb, Material: PP, runder Verschluss,

Verschluss anhängend, 120 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein

Verschluss runder Verschluss Verschlussart Eindrückstopfen

Bodenform konisch High- oder Low- Profile High Profile

Anzahl der Wells 8

Maße

Nennvolumen 0,2 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation PCR-8er-Kette, PCR Performance Tested, Farbmix, PP, runder Verschluss

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes Farbmix

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD Reinheitsstandard PCR Performance Tested

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1200
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 120
Stück pro Umkarton 1200
Stück pro Palette 1200

Volumen des Umkartons 0,0299 cbm Gewicht des Produktes 0,0031 kg Gewicht des Umkartons 4,3 kg

EAN des Innenkartons 4038917124331 EAN des Umkartons 4038917080743

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

