



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.984
Artikelbeschreibung	IsoFreeze® PCR Rack, Material: PP, mehrfarbig, Rastermaß: 12 x 8, passend für 0,1 ml und 0,2 ml PCR-Gefäße, PCR-Ketten und PCR-Platten, Farbwechsel von lila zu rosa bei 7 °C, 2 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Passend für	0,1 ml und 0,2 ml PCR-Gefäße, PCR-Ketten und PCR-Platten
Rastermaß	12 x 8

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	mehrfarbig
Farbe des Verschlusses	transparent
Farbe des Rahmen	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**IsoFreeze® PCR Rack, PP, Rastermaß: 12 x 8,**  
**passend für 0,1 ml und 0,2 ml PCR-Gefäße,**  
**PCR-Ketten und PCR-Platten**

**Seite 2**

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    2  
Kleinste Unterverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            2  
Stück pro Umkarton                10  
Stück pro Palette                 1280  
Tiefe des Umkartons              197 mm  
Breite des Umkartons             175 mm  
Höhe des Umkartons              584 mm  
Volumen des Umkartons         0,0201 cbm  
Gewicht des Produktes            0,2144 kg  
Gewicht des Umkartons          2,95 kg  
EAN des Innenkartons            4038917373425  
EAN des Umkartons               4038917373418

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**