



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	55.1579
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, Eindrückstopfen, geeignet für Durchflusszytometer wie FACSCanto, FACS Aria, FACSCalibur, LRS2, FC500, 500 Stück/Stapelpackung

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Durchflusszytometer wie FACSCanto, FACS Aria, FACSCalibur, LRS2, FC500
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	4000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Stapelpackung
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	112000
Tiefe des Innenkartons	394 mm
Breite des Innenkartons	77 mm
Höhe des Innenkartons	179 mm
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	383 mm
Höhe des Umkartons	175 mm
Volumen des Umkartons	0,0287 cbm
Gewicht des Produktes	0,0026 kg
Gewicht des Umkartons	5,82 kg
EAN des Innenkartons	4038917157735
EAN des Umkartons	4038917157728

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

