



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	57.477.500
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, Eindrückstopfen, geeignet für Pharmacia/LKB Gamma Counter und Gamma Counter Cobra von Packard, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Pharmacia/LKB Gamma Counter und Gamma Counter Cobra von Packard
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	4,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	5000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	4000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	4000
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	415 mm
Volumen des Umkartons	0,0657 cbm
Gewicht des Produktes	0,0025 kg
Gewicht des Umkartons	10,59 kg
EAN des Innenkartons	4038917107778
EAN des Umkartons	4038917011945

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

