



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.543.001
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 30 ml, (LxØ): 107 x 25 mm, Material: PP, Spitzboden mit Stehrand, transparent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: schwarz, mit Skalierung, steril, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Graduierung	ja
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	30 ml
Zentrifugation max (RZB)	8800 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	25 mm
Länge des Produktes	107 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	400
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	400
Stück pro Palette	11200
Tiefe des Umkartons	588 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	255 mm
Volumen des Umkartons	0,0597 cbm
Gewicht des Produktes	0,0122 kg
Gewicht des Umkartons	5,59 kg
EAN des Innenkartons	4038917111638
EAN des Umkartons	4038917013284

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

