

Produktspezifikation Röhre, 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, mit Druck

Seite 1

Artikelbeschreibung

Bestellnummer 62.9924.276

Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm,

Material: PP, Spitzboden, transparent, Eindrückstopfen,

ohne Verschluss, mit Druck, mit Skalierung, 100

Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck mit Druck

Graduierung ja

Verschlussart Eindrückstopfen

Bodenform Spitzboden

Arbeitsvolumen 10 ml Zentrifugation max (RZB) 4500 x g

Maße

Durchmesser 16 mm Länge des Produktes 100 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Chargiert ja

Verpackung

Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 100 Stück pro Umkarton 1000 Stück pro Palette 36000 Tiefe des Umkartons 260 mm Breite des Umkartons 415 mm Höhe des Umkartons 465 mm Volumen des Umkartons 0,0502 cbm

Gewicht des Umkartons 5 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Röhre, 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP, mit Druck

Seite 2

EAN des Innenkartons 4038917932783 EAN des Umkartons 4038917932790

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

