Produktspezifikation Auffanggefäß, 500 ml

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 83.3941.505

Artikelbeschreibung Auffanggefäß, für Filtropur BT 50, 500 ml,

Schraubverschluss, Verschluss montiert, steril, pyrogenfrei,

nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung ja

Verschlussart Schraubverschluss Passend für Filtropur BT 50

Arbeitsvolumen 500 ml Gefäßtyp Flasche Filter nein

Maße

Nennvolumen 500 ml Filtrationsvolumen 500 ml Höhe des Produktes 13,93 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS) Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei

Sterilisation Elektronenbestrahlung

Nicht zytotoxisch ja Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 24 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 1 Stück pro Umkarton 24 Stück pro Palette 576 Tiefe des Umkartons 512 mm Breite des Umkartons 391 mm Höhe des Umkartons 329 mm Volumen des Umkartons 0,0659 cbm Gewicht des Produktes 0,0096 kg Gewicht des Umkartons 2,14 kg

EAN des Innenkartons 4038917968911 EAN des Umkartons 4038917968928

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

