

Produktspezifikation Druckfiltrationseinheit, PES, Porengröße: 0,2 µm, zur Sterilfiltration

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 83.3944

Artikelbeschreibung Druckfiltrationseinheit, Filtropur L 0.2 S, Vorfilter: GF,

Membran: PES, Filtrationsfläche: 20 cm², Porengröße: 0,2 μm, zur Sterilfiltration, Anschluss: Schlaucholive, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbeispiel zur Sterilfiltration

Filter ja

Fläche des Filter 20 cm² Porengröße 0,2

Anschluss Schlaucholive

Maße

Filtrationsvolumen 10000 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Druckfiltrationseinheit, PES, Porengröße: 0,2 µm, zur Sterilfiltration

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polycarbonat (PC)
Material der Membrane Polyethersulfon (PES)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch

Sterilisation Gassterilisation

Nicht zytotoxisch ja Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 10 Kleinste Unterverpackung **Beutel** Stück pro Innenkarton 10 Stück pro Umkarton 50 Stück pro Palette 400 Tiefe des Innenkartons 352 mm Breite des Innenkartons 155 mm Höhe des Innenkartons 123 mm Tiefe des Umkartons 530 mm Breite des Umkartons 370 mm Höhe des Umkartons 280 mm Volumen des Umkartons 0,0549 cbm Gewicht des Produktes 0,025 kg Gewicht des Umkartons 4,24 kg

EAN des Innenkartons 4038917926225 EAN des Umkartons 4038917926232

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

