



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	83.3945.040
Artikelbeschreibung	Zellsieb, Porengröße: 40 µm, blau, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbeispiel	zur Herstellung von Einzelzellsuspensionen
Passend für	50 ml Zentrifugenröhren
Filter	ja
Fläche des Filter	4,2 cm <sup>2</sup>
Porengröße	40

### **Maße**

Durchmesser	34,09 mm
Höhe des Produktes	21 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	blau
Material der Membrane	Nylon
Material des Rahmens	Polypropylen (PP)
Farbe des Rahmen	blau
Material des Filters	Nylon

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	600
Stück pro Palette	9600
Tiefe des Umkartons	520 mm
Breite des Umkartons	385 mm
Höhe des Umkartons	410 mm
Volumen des Umkartons	0,0821 cbm
Gewicht des Produktes	0,0068 kg
Gewicht des Umkartons	6,78 kg
EAN des Innenkartons	4038917414982
EAN des Umkartons	4038917414975

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

