


## Produktspezifikation Cryobox, 132 x 132 x 53 mm, Rastermaß: 10 x 10, für 100 Gefäße

Seite 1



#### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 93.874.610

Artikelbeschreibung Cryobox, mit numerischer Codierung pro Lagerplatz, zur

Tieftemperaturlagerung, Material: PC, blau, Stülpdeckel mit Belüftungsfunktion, Verschluss: transparent, (LxBxH): 132 x

132 x 53 mm, Rastermaß: 10 x 10, für 100 Gefäße, für

CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innengewinde, 5 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung nein

Verschluss Stülpdeckel mit Belüftungsfunktion

Verschlussart Stülpdeckel

Ausführung mit numerischer Codierung pro Lagerplatz Passend für CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innengewinde

Lagerkapazität 100 Rastermaß 10 x 10

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





# Produktspezifikation Cryobox, 132 x 132 x 53 mm, Rastermaß: 10 x 10, für 100 Gefäße

Seite 2

#### Maße

Breite des Produktes 132 mm Höhe des Produktes 53 mm Länge des Produktes 132 mm

**Material & Farben** 

Material des Produktes Polycarbonat (PC)

Farbe des Produktes blau

Farbe des Verschlusses transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5

Kleinste Unterverpackung Beutel

Stück pro Innenkarton5Stück pro Umkarton20Stück pro Palette720

Tiefe des Umkartons

Breite des Umkartons

Höhe des Umkartons

Volumen des Umkartons

Gewicht des Produktes

Gewicht des Umkartons

135 mm

540 mm

0,0197 cbm

0,1594 kg

3,71 kg

EAN des Innenkartons 4038917122931 EAN des Umkartons 4038917415101

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

