



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 8,5 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 92 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	10.258.088
Descripción del artículo	Monovette® de orina, volumen nominal: 8,5 ml, sin preparación, Tubo para muestra de orina, (LxØ): 92 x 15 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca Luer, cierre amarillo, incl. punta de extracción, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos, 64 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	Aspiración
Tipo de preparación	sin preparación
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico pre-codificado
Color impresión/etiqueta	blanco/amarillo
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca Luer
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	Tubo para muestra de orina

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 8,5 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 92 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 2

Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8,5 ml
Centrifugación recomendada	400 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min
Conexión	Luer (m)

Dimensiones

Volumen nominal	8.5 ml
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	106 mm
Longitud sin tapón	92 mm
Longitud con tapón y émbolo	127 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	20480
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	64
unidades / caja	512
unidades / pallet	24576
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 8,5 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 92 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 3

Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0315 cbm
Peso del producto	0.0078 kg
Peso de la caja	4.52 kg
EAN de la caja interna	4038917951302
EAN de la caja	4038917951319

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT