



Especificaciones del producto

Tubo roscado, 3,5 ml, (LxØ): 92 x 13 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, PP, cierre montado, 100 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	62.617
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 3,5 ml, (LxØ): 92 x 13 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, transparente, material: PP, con escala, cierre montado, 100 unidades/bolsa, 1.000 unidades/caja

Características del producto

Graduación	sí
Forma del fondo	fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado
Volumen de trabajo	3,5 ml

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	92 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo roscado, 3,5 ml, (LxØ): 92 x 13 mm, fondo
intermedio cónico, fondo del tubo redondeado,
PP, cierre montado, 100 unidades/bolsa

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	36000
Profundidad de la caja	458 mm
Ancho de la caja	408 mm
Altura de la caja	205 mm
Volumen de la caja	0.0383 cbm
Peso del producto	0.0036 kg
Peso de la caja	4.34 kg
EAN de la caja interna	4038917082921
EAN de la caja	4038917079150

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

