



Descripción del artículo

Número de pedido	82.1972.800
Descripción del artículo	Peine de puntas, compatible con KingFisher? Flex/Presto, Bio Sprint 96, libre de ADN/ADNasa/ARNasa//inhibidores de PCR, material: PP, 2 unidades/bolsa

Características del producto

Indicado para	KingFisher? Flex/Presto, Bio Sprint 96
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	7.52 mm
Ancho del producto	85 mm
Altura del producto	41.85 mm
Longitud del producto	127.76 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza libre de ADN/ADNasa/ARNasa//inhibidores de PCR
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 20
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 2
unidades / caja 20
unidades / pallet 2160
Profundidad de la caja 308 mm
Ancho de la caja 223 mm
Altura de la caja 195 mm
Volumen de la caja 0.0134 cbm
Peso del producto 0.0543 kg
Peso de la caja 1.28 kg
EAN de la caja interna 4038917958080
EAN de la caja 4038917958097

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

