



**Especificaciones del producto**  
**Sarpette® M, 1 canal, variable, 2 µl - 20 µl,**  
**amarillo, 1 unidades/caja**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido 90.3100.020  
Descripción del artículo Sarpette® M, 1 canal, variable, 2 µl - 20 µl, amarillo, 1 unidades/caja

**Características del producto**

Volumen de trabajo 2 µl - 20 µl  
Codificar color amarillo  
Autoclavable (máx. °C) 121 °C

**Material y colores**

Color del producto gris

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Sarpette® M, 1 canal, variable, 2 µl - 20 µl,**  
**amarillo, 1 unidades/caja**

**Página 2**

**Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Profundidad caja interior	315 mm
Ancho de la caja interior	90 mm
Altura de la caja interior	30 mm
Peso del producto	0.088 kg
EAN de la caja interna	4038917936903
EAN de la caja	4038917936910

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**