



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 72.982.002 |
| Descripción del artículo | Tira 8 recipientes PCR, hasta 100 µl, Perfil bajo, PCR Performance Tested, transparente, material: PP, tapón plano, cierre incluido, apto para qPCR, 125 unidades/bolsa Minigrip |

Características del producto

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Graduación | no |
| Tapón | tapón plano |
| Tipo de cierre | tapón a presión |
| Indicado para qPCR | sí |
| Forma del fondo | cónico |
| Perfil alto o bajo | Perfil bajo |
| Número de pocillos | 8 |
| Volumen de trabajo | 5 µl - 0,1 ml |
| Centrifugación máx (ACR) | 8000 x g |
| Temperatura de centrifugación | 22 |
| Tiempo de centrifugación | 5 Min |
| Autoclavable (máx. °C) | 121 °C |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

| | |
|-----------------------|----------|
| Volumen nominal | 0.1 ml |
| Volumen máx. | 100 µl |
| Ancho del producto | 16.05 mm |
| Longitud del producto | 76.2 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Estándar de pureza | PCR Performance Tested |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|----------------|
| Pedido mínimo | 125 |
| Tipo de embalaje | bolsa Minigrip |
| unidades / caja interna | 125 |
| unidades / caja | 1250 |
| unidades / pallet | 56250 |
| Profundidad de la caja | 300 mm |
| Ancho de la caja | 198 mm |
| Altura de la caja | 495 mm |
| Volumen de la caja | 0.0294 cbm |
| Peso del producto | 0.0016 kg |
| Peso de la caja | 3.18 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917395465 |
| EAN de la caja | 4038917395458 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

