



### **Description d'article**

Numéro de commande	51.1534.500
Description d'article	Salivette® Cortisol, avec tampon synthétique, bouchon : bleu, avec étiquette papier, étiquette/impression: blanc/bleu, pour détermination du cortisol dans la salive, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	blanc/bleu
Type de fermeture	bouchon pression
Version	avec tampon synthétique
Domaine d'application	détermination du cortisol dans la salive
Centrifugation recommandée	1000 x g
Durée de centrifugation	2 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	16.8 mm
Longueur avec bouchon	97 mm
Longueur sans bouchon	84 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	bleu

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	28000
Profondeur du carton intérieur	226 mm
Largeur du carton intérieur	101 mm
Hauteur du carton intérieur	119 mm
Profondeur du carton	533 mm
Largeur du carton	263 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.0196 cbm
Poids du produit	0.0069 kg
Poids du carton	4.09 kg
Code EAN de la boîte	4038917159364
Code EAN du carton d'emballage	4038917159357

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

