



Description d'article

Numéro de commande	10.253.388
Description d'article	Monovette® Urine, Acide borique, volume nominal : 10 ml, Acide borique, Tube de recueil d'urine, (L x Ø) : 102 x 15 mm, transparent, matériau : PP, bouchon fileté Luer, bouchon vert, avec pointe de prélèvement, avec étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à 3 chiffres, stérile, 1 pièce(s)/blister

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	Aspiration
Type de préparation	Acide borique
Concentration de préparation	15 mg/ml
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique pré-codé
Couleur impression/étiquette	blanc/vert
Graduation	non
Bouchon	bouchon fileté Luer
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Monovette® Urine, Acide borique, 10 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 102 x 15 mm, 1 pièce(s)/blister

Page 2

Domaine d'application	Tube de recueil d'urine
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	10 ml
Raccord	Luer (m)

Dimensions

Volume nominal	10 ml
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	117 mm
Longueur sans bouchon	102 mm
Longueur avec bouchon et tige	127 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	vert
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	20000
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	13500
Profondeur du carton intérieur	351 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-06-02

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Monovette® Urine, Acide borique, 10 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 102 x 15 mm, 1 pièce(s)/blister

Page 3

Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	171 mm
Profondeur du carton	778 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0558 cbm
Poids du produit	0.0085 kg
Poids du carton	5.89 kg
Code EAN de la boîte	4038917950008
Code EAN du carton d'emballage	4038917950015

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-06-02

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT