




Spécification de produit
Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 10 ml,
stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non
cytotoxique, 1 pièce(s)/blister

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1254.001
Description d'article	Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 10 ml, code couleur : orange, matériau : PS, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.04

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	orange
Graduation	oui
Version	avec embout, ouaté
Volume de travail	10 ml
Couleur de codage	orange

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	10 mm
Longueur du produit	335 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	27000
Profondeur du carton	420 mm
Largeur du carton	250 mm
Hauteur du carton	290 mm
Volume du carton	0.0305 cbm
Poids du produit	0.0104 kg
Poids du carton	5.74 kg
Code EAN de la boîte	4038917127295
Code EAN du carton d'emballage	4038917021128

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

