



Produktspezifikation

**Blutgas-Monovette® , Calcium-balanciertes
Lithium-Heparin, 2 ml, Verschluss weiß/orange,
Anschluss: Luer (m)**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	05.1147.020
Artikelbeschreibung	Blutgas-Monovette® , Präparierung: Calcium-balanciertes Lithium-Heparin, Nennvolumen: 2 ml, Verschluss weiß/orange, Etikett/Druck: transparent/orange, Anschluss: Luer (m), (LxØ) ohne Verschluss: 66 x 11 mm, 1 Stück/Blister, steril, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	arteriell und venös
Art der Präparierung	Calcium-balanciertes Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	50 IE/ml Blut
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/orange
Graduierung	Nennmarkierung
Anwendungsbereich	Blutgasanalyse
Anschluss	Luer (m)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Blutgas-Monovette® , Calcium-balanciertes
Lithium-Heparin, 2 ml, Verschluss weiß/orange,
Anschluss: Luer (m)**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	2 ml
Durchmesser	11 mm
Länge mit Verschluss	82 mm
Länge ohne Verschluss	66 mm
Länge mit Verschluss und Stange	100 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß/orange
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	18000
Tiefe des Innenkartons	351 mm
Breite des Innenkartons	111 mm
Höhe des Innenkartons	171 mm
Tiefe des Umkartons	578 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0415 cbm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Blutgas-Monovette® , Calcium-balanciertes
Lithium-Heparin, 2 ml, Verschluss weiß/orange,
Anschluss: Luer (m)**

Seite 3

Gewicht des Produktes	0,0042 kg
Gewicht des Umkartons	3,38 kg
EAN des Innenkartons	4038917125963
EAN des Umkartons	4038917020350

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT