



Produktspezifikation
Blutgaskapillare, Calcium-balanciertes
Lithium-Heparin, 140 µl

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	19.930.140
Artikelbeschreibung	Blutgaskapillare, Präparierung: Calcium-balanciertes Lithium-Heparin, Nennvolumen: 140 µl, (LxØ): 75 x 2,3 mm, 200 Stück/Dose

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Calcium-balanciertes Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	70 IE/ml Blut
Anwendungsbereich	Blutgasanalyse

Maße

Nennvolumen	140 µl
Durchmesser	2,3 mm
Länge des Produktes	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Blutgaskapillare, Calcium-balanciertes
Lithium-Heparin, 140 µl

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	200
Kleinste Unterverpackung	Dose
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	12800
Stück pro Palette	921600
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	190 mm
Volumen des Umkartons	0,0192 cbm
Gewicht des Produktes	0,0002 kg
Gewicht des Umkartons	4,22 kg
EAN des Innenkartons	4038917234313
EAN des Umkartons	4038917234306

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-01

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT